

ÜRÜN KATALOĞU

Moleküler Tanı Çözümleri

2026

Genomer Moleküler Tanı

Genomer Biyoteknoloji Arge San. ve Tic. Ltd. Şti. — mikrobiyom değerlendirme, patojen tespiti ve HPV taraması alanlarında ileri düzey real-time PCR tabanlı moleküler tanı çözümleri sunmaktadır.



Real-time PCR

Altın standart multipleks qPCR teknolojisi



Kantitatif Sonuçlar

Klinik yorumlama ile hassas miktar tayini



Valide İş Akışları

Numuneden rapora uçtan uca çözümler

İçindekiler

Mikrobiyom Ürün Portföyü	3
FEMOBIOME® II Serisi	4–6
ANDROBIOME® Serisi	7
ENTEROBIOME® Kids	8
HPV Test Çözümleri	9
Genomer HPV Screen	10
Genomer HPV Quant 15	11
Genomer HPV Quant 21	12

Mikrobiyom Ürün Portföyü

Klinik tanıya yönelik kapsamlı real-time PCR tabanlı mikrobiyom değerlendirme kitleri.

FEMOBIOME® II Serisi

Kadın mikrobiyota değerlendirmesine yönelik test serisi

3 test kiti Kit başına 8–16 tüp Vajinal ve servikal sürüntüler

ANDROBIOME® Serisi

Erkek ürogenital sistem mikrobiyotasının durumunun değerlendirilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) etkenlerinin tespitine yönelik kapsamlı real-time PCR tabanlı test.

2 test kiti Üretral kazıntı, ejaküla, idrar, prostat sıvısı

ENTEROBIOME® Kids

Çocuklara ait dışkı numunelerinde real-time PCR ile bağırsak mikrobiyota kompozisyonunun analizine yönelik reaktif kiti.

1 test kiti Kit başına 12 test Dışkı numuneleri

 FEMOBIOME® II Serisi

FEMOBIOME® II – kadın mikrobiyotasının kapsamlı değerlendirilmesine yönelik en geniş kapasiteli evrensel test.

FEMOBIOME® PrimaScreen – bakteriyel vajinoz tanısına yönelik FEMOBIOME® II'nin kısa versiyonu.

FEMOBIOME® SecundaScreen – enfeksiyöz ve enflamatuvar ürogenital hastalıkların tanısına yönelik kapsamlı test.

	FB® II	Prima Screen	Secunda Screen
Tüp sayısı	16	8	8
Göstergeler			
İnsan genomik DNA'sı	●	●	●
Toplam bakteri yükü	●	●	●
Normobiyota			
Lactobacillus spp.	●	●	●
<i>L. crispatus</i>	●		
<i>L. jensenii</i> / <i>L. mulieris</i>	●		
<i>L. gasseri</i> / <i>L. paragasseri</i>	●		
<i>L. iners</i>	●	●	●
<i>L. non-iners</i>		●	●
Bifidobacterium spp.	●		
Aeroblar			
Staphylococcus spp.	●		●
Streptococcus spp.	●		●
<i>Streptococcus agalactiae</i>	●		
Enterobacteriaceae	●		●
Enterococcus spp.	●		●
Haemophilus spp.	●		●
Anaeroblar (BV ile ilişkili)			
Gardnerella vaginalis	●	●	●
Fannyhessea vaginae (Atopobium vaginae)	●	●	●
Mobiluncus spp.	●	●	●
Anaerococcus spp.	●		●
Peptostreptococcus spp.	●		●
Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	●		●
Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	●		●
Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	●		●
BVAB1 / BVAB2 / BVAB3	●		●

	FB® II	Prima Screen	Secunda Screen
Mikoplazmalar			
Ureaplasma urealyticum	●	●	●
Ureaplasma parvum	●	●	●
Mycoplasma hominis	●	●	●
Maya mantarları			
Candida spp.	●	●	●
<i>Candida albicans</i>	●	●	●
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE)			
Chlamydia trachomatis	●		●
Mycoplasma genitalium	●		●
Neisseria gonorrhoeae	●		●
Trichomonas vaginalis	●		●
Herpesvirüsler			
HSV-1	●		●
HSV-2	●		●
CMV	●		●
İnsan papilloma virüsleri			
HPV 16	●		
HPV 18	●		
HPV 45	●		
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	●		

Test Nasıl Seçilir?

Klinik durum	FB®II	Prima Screen	Secunda Screen
Üreme sistemi enfeksiyon hastalıkları			
Enflamatuvar semptomlar	●	●	
BV semptomları	●		●
Aseptomatik durumlar			
Pelvik cerrahi hazırlığı	●	●	
Koruyucu tarama	●	●	
Tedavi izlemi			
Enfeksiyon hastalıkları tedavisi	●	●	
BV tedavisi	●		●
Obstetrik			
Gebelik planlaması, YÜT	●	●	
Gebelikte profilaktik muayeneler	●	●	
İnfertilite, düşük	●	●	

Biyomateryal	Servikal kanal ve vajina mukozasından epitel sürüntüsü; sıvı bazlı sitoloji taşıma besiyerinde alınmış servikal sürüntüler; kadın tarafından kendi kendine alınan vajinal numuneler
Taşıma Besiyeri	STOR-F, STOR-M; sıvı bazlı sitoloji besiyerleri (PreservCyt®, BD SurePath™, EASYPREP, CellPrep)
Test Sayısı	12 (24) test — S paketi • 24 (48) test — A ve A-TL paketleri (kontrol numuneleri dahil)
Saklama Koşulları	+2 °C ... 8 °C (S, A, A-TL paketleri) • -18 °C ... -22 °C (TechnoTaq MAX polimeraz, A paketi) • 12 ay raf ömrü
Analiz Süresi	Numune ön işlemi dahil 2,5 saatten itibaren



ANDROBIOME® Serisi

Androbiome®, erkek ürogenital sistem mikrobiyotasının durumunun değerlendirilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) etkeni olan zorunlu patojenlerin tespitine yönelik kapsamlı real-time PCR tabanlı bir testtir.

Androbiome® Screen – ürogenital sistem hastalıklarının akut formlarının taranması ve ayırıcı tanısına yönelik testin kısa versiyonudur.

Androbiome® – geniş bir yelpazede fırsatçı mikroorganizmaları saptayan, mikrobiyom yapısının ayrıntılı değerlendirilmesine yönelik testtir. Kronik hastalık formları veya tedaviye yetersiz yanıt şikayeti olan hastalar için önerilir.

Androbiome® Screen	Androbiome®
Normal mikrobiyota	
<i>Staphylococcus</i> spp.	<i>Staphylococcus</i> spp.
<i>Streptococcus</i> spp.	<i>Streptococcus</i> spp.
<i>Corynebacterium</i> spp.	<i>Corynebacterium</i> spp.
<i>Lactobacillus</i> spp.	<i>Lactobacillus</i> spp.
Fırsatçı mikroorganizmalar	
<i>Gardnerella vaginalis</i>	<i>Gardnerella vaginalis</i>
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.
<i>Ureaplasma parvum</i>	<i>Sneathia</i> spp. / <i>Leptotrichia</i> spp. / <i>Fusobacterium</i> spp.
<i>Mycoplasma hominis</i>	<i>Ureaplasma urealyticum</i>
<i>Enterobacteriaceae</i> / <i>Enterococcus</i> spp.	<i>Ureaplasma parvum</i>
<i>Candida</i> spp.	<i>Mycoplasma hominis</i>
	<i>Atopobium</i> cluster
	<i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp. / <i>Prevotella</i> spp.
	<i>Anaerococcus</i> spp.
	<i>Peptostreptococcus</i> spp. / <i>Parvimonas</i> spp.
	<i>Eubacterium</i> spp.
	<i>Haemophilus</i> spp.
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / <i>Ralstonia</i> spp. / <i>Burkholderia</i> spp.
	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.
	<i>Candida</i> spp.
Zorunlu patojenler (CYBE)	
<i>Mycoplasma genitalium</i>	<i>Mycoplasma genitalium</i>
<i>Trichomonas vaginalis</i>	<i>Trichomonas vaginalis</i>
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<i>Chlamydia trachomatis</i>	<i>Chlamydia trachomatis</i>



ENTEROBIOME® Kids

Çocuklara ait dışkı numunelerinde real-time PCR ile bağırsak mikrobiyota kompozisyonunun analizine yönelik reaktif kiti

İnsan bağırsak mikrobiyotası; bakteri, mantar, arke ve virüsler dahil çok sayıda farklı mikroorganizmanın yaşadığı karmaşık ve dinamik bir ekosistemdir. Bu mikroorganizmalar birbirleriyle ve insan organizmasıyla etkileşime girerek çeşitli metabolik süreçlere katılır.

Bağırsak mikrobiyotası karbonhidrat ve protein metabolizması, lipid değişimi gibi süreçlerde görev alır; ayrıca kısa zincirli yağ asitleri (KZYA), sekonder safra asitleri, vitaminler ve lipopolisakkaritler gibi önemli metabolik ara ürünler üretir. Bu metabolitler sinyal molekülleri olarak işlev görür ve insan organizmasının tüm sistemlerinin işleyişine katılır.

Çocukluk dönemi: bağırsak mikrobiyomunun oluşum süreci

Bebğin kendi bağırsak mikrobiyotasının oluşumu, dört ardışık fazdan oluşan uzun ve dinamik bir süreçtir. Çocukluk döneminde bağırsak mikrobiyotasının bileşimi ve çeşitliliği; doğum şekli, beslenme türü, diyet, antibiyotik kullanımı ve gestasyonel yaş gibi faktörlerden etkilenerek önemli ölçüde değişir.

Kit Formatı	Kit başına 12 test (kontrol numuneleri dahil)
Katalog No.	M-EBK-0701v01-12
Biyomateryal	Çocuklara ait dışkı numuneleri
Yöntem	Real-time PCR (multipleks qPCR)
Saklama Koşulları	+2 °C ... 8 °C



HPV Test Çözümleri

İnsan papilloma virüsü (HPV) tespiti ve genotiplemesine yönelik real-time PCR tanı kitleri. Kalitatif taramadan kapsamlı kantitatif analize ve bireysel genotiplemeye kadar üç farklı kit.

KALİTATİF**Genomer
HPV Screen**

14 Yüksek Riskli Tip
96 reaksiyon/kit

KANTİTATİF**Genomer
HPV Quant 15**

15 Tip (13 YR + 2 DR)
48 reaksiyon/kit

KANTİTATİF**Genomer
HPV Quant 21**

21 Tip (18 YR + 3 DR)
24 reaksiyon/kit

Temel Teknik Özellikler

Özellik	HPV Screen	HPV Quant 15	HPV Quant 21
Yöntem	Kalitatif RT-PCR	Kantitatif RT-PCR	Kantitatif RT-PCR
Reaksiyon/kit	96	48	24
Toplam genotip	14	15	21
Duyarlılık	5 kopya/tüp	5 kopya/tüp	5 kopya/tüp
Numune tipleri	Servikal/vajinal epitel sürüntüleri	Epitel sürüntüleri, prostat sıvısı, ejaküla, idrar, biyopsi	Epitel sürüntüleri, prostat sıvısı, ejaküla, idrar, biyopsi
Kullanım amacı	Serviks kanseri taraması	Serviks kanseri taraması, CIN izlemi	Serviks kanseri taraması, CIN II/III izlemi
Saklama	+2-8 °C	+2-8 °C	+2-8 °C
Raf ömrü	12 ay	12 ay	12 ay



Genomer HPV Screen

Kalitatif Real-Time PCR • 14 Yüksek Riskli Tip • 96 Reaksiyon/Kit

Serviks kanseriyle ilişkili yüksek karsinojenik riskli 14 insan papilloma virüsü (HPV) tipinin kalitatif DNA tespiti. HPV 16, 18 ve 45 tipleri ayrı ayrı (bireysel) tespit edilir; kalan 11 tip grup halinde saptanır.

Tespit Edilen HPV Tipleri

Bireysel genotipleme	HPV 16, HPV 18, HPV 45
Grup halinde tespit	HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Klinik Endikasyonlar

- Serviks kanseri taraması ve koruyucu tarama programları
- HPV ile ilişkili hastalıkların dinamik izlemi
- Kolposkopik veya sitolojik anormallikler
- Diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü

Teknik Özellikler

Yöntem	Kalitatif real-time PCR (TaqMan hidroliz problrı)
Kit başına reaksiyon	96
Tüp formatı	0,2 mL tüpler / 8'li tüp stripleri
Analitik duyarlılık	Amplifikasyon tüpü başına 5 DNA kopyası
Analiz süresi	Yaklaşık 1,5 saat (DNA ekstraksiyonu hariç)
Numune tipleri	Servikal kanal ve vajinal mukozadan epitel sürüntüleri
Tespit kanalları	FAM, HEX, ROX, Cy5, Cy5.5 (5 kanal)
Saklama Koşulları	+2 °C ... +8 °C • 12 ay raf ömrü

Kit İçeriği

Kullanıma hazır PCR karışımı (önceden yüklenmiş stripler) • İç Kontrol (İK) • İnsan DNA değerlendirmesi için Numune Alım Kontrolü (NAK) • Pozitif Kontrol (klonlanmış HPV genomu) • Negatif Kontrol



Genomer HPV Quant 15

Kantitatif Real-Time PCR • 15 Tip (13 YR + 2 DR) • 48 Reaksiyon/Kit

15 HPV genotipinin spesifik tanımlanması ve kantitasyonuna yönelik in vitro DNA testi. Viral yük izlemi için hem mutlak kantitasyon (log kopya/numune) hem de 10^5 insan hücresine normalize edilmiş relatif kantitasyon sağlar.

Tespit Edilen HPV Tipleri

Yüksek riskli grup 1	HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58 (grup olarak tespit)
Yüksek riskli grup 2	HPV 18, 39, 45, 59 (grup olarak tespit)
Bireysel tanımlanan YR	HPV 51, HPV 56, HPV 68
Düşük riskli (grup)	HPV 6, HPV 11

Kantitasyon Yöntemi

Mutlak kantitasyon	Viral yük: log (kopya/numune) — numune başına HPV DNA kopya sayısının ondalık logaritması
Relatif kantitasyon	İnsan hücre sayısına normalize edilmiş HPV DNA'sı (10^5 hücre başına) — viral replikasyon aktivitesinin biyobelirteci
Numune Alım Kontrolü	NAK, insan DNA miktarını tahmin eder; NAK < 4,0 değeri yetersiz numune alımını gösterir (tekrar gerekir)

Teknik Özellikler

Yöntem	Kantitatif real-time PCR (floresan TaqMan problemleri)
Kit başına reaksiyon	48
Tüp formatı	0,2 mL x 8'li PCR tüp stripleri
Analitik duyarlılık	Amplifikasyon tüpü başına 5 kopya
Numune tipleri	Epitel hücresi sürüntüleri, prostat sıvısı, ejaküla, idrar, biyopsi
Tespit kanalları	FAM, HEX (İK), ROX, Cy5
Saklama Koşulları	+2 °C ... +8 °C • 12 ay raf ömrü

Kit İçeriği

Önceden yüklenmiş PCR karışımı (24 x 8'li PCR stripleri) • MAX-Taq polimeraz (4 x 500 µL) • Mineral yağ (4 x 1,0 mL) • Pozitif Kontrol (160 µL, klonlanmış HPV genomu)



Genomer HPV Quant 21

Kantitatif Real-Time PCR • 21 Tip (18 YR + 3 DR) • 24 Reaksiyon/Kit

Genomer HPV serisindeki en kapsamlı HPV genotiplleme kiti. 21 HPV tipinin spesifik tanımlanması ve kantitasyonuna yönelik in vitro DNA testi. CIN izlemi için klinik açıdan anlamlı viral yük eşik değerleri ile mutlak ve relatif kantitasyon sağlar.

Tespit Edilen HPV Tipleri

Yüksek riskli tipler (18)	HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82
Düşük riskli tipler (3)	HPV 6, 11, 44

Klinik Endikasyonlar

- Serviks kanseri taraması (özellikle 30 yaş üstü kadınlar)
- CIN II ve CIN III tedavi izlemi
- ASC-US (atipik skuamöz hücreler) doğrulama testi
- Serviks, penis, prostat, anüs ve larenks onkopatolojisinde HPV tanısı
- Kadın ve erkeklerde genitoüriner sistem enflamatuvar hastalıkları

Teknik Özellikler

Yöntem	Kantitatif real-time PCR (floresan TaqMan problemleri, hot-start)
Kit başına reaksiyon	24
Analitik duyarlılık	Amplifikasyon tüpü başına 5 kopya (10^3 kopya/mL DNA numunesi)
Diagnostik özgüllük	%99,9 (%95 GA: %99,8–%99,9)
Klinik açıdan anlamlı yük	10^5 insan hücresi başına $>10^3$ kopya HPV DNA
Numune tipleri	Epitel hücresi sürüntüleri, prostat sıvısı, ejaküla, idrar, biyopsi
Tespit kanalları	FAM, HEX (İK), ROX, Cy5 (4 kanal)
Saklama Koşulları	+2 °C ... +8 °C • 12 ay raf ömrü

Kit İçeriği

Önceden yüklenmiş PCR karışımı (24 x 8'li PCR stripleri) • MAX-Taq polimeraz (4 x 500 µL) • Mineral yağ (4 x 1,0 mL) • Pozitif Kontrol (160 µL, DNA dizileme ile karakterize edilmiş klonlanmış HPV genomu)



İleri Moleküler Tanı Çözümleri

Biyoteknoloji Arge San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.genomer.com.tr

sales@genomer.com.tr