



FEMOBIOME®II

FEMOBIOME®PrimaScreen

FEMOBIOME®SecundaScreen

Kadın saęlığına özel mikrobiyota testleri

İçindekiler

Neler yeni?	3
FEMOBIOME® test karşılaştırması	4
Hangi testi seçmeli?	6
Biyomateryal çeşitleri	7
Hazırlık ve örnek alma	7
Yeni test raporu	11
Temel teknik özellikler	12

+ Neler yeni?

GENİŞLETİLMİŞ VE OPTİMİZE EDİLMİŞ MİKROORGANİZMA PANELİ

Mikrobiyota yapısının klinik açıdan anlamlı şekilde tanımlanmasını sağlar

- Her yaş grubundaki kadınlar için normobiyota durumunun daha ayrıntılı değerlendirmesi;
- B Grubu Streptokok kantitatif analizi – gebelik planlaması ve gebelik döneminde kritik öneme sahip;
- Asemptomatik ve subklinik enfeksiyonların dışlanması için zorunlu patojen kontrolü;
- Üreme sağlığını etkileyen virüslerin tespiti.

KOLAY KLİNİK YORUMLAMA İÇİN GÖRSEL İŞARETLEME SİSTEMİ

- Kişiye özel yorumlar ve infografikler içeren test raporu;

YENİ BİYOMATERYAL SEÇENEKLERİ

- Sıvı bazlı sitoloji transport ortamında alınan servikal sürüntüler;
- Hastanın kendisi tarafından alınabilen vajinal örnekler

GENİŞLETİLMİŞ FEMOBIOME® ÜRÜN YELPAZESİ

- **FEMOBIOME II** – en kapsamlı özelliklere sahip, kadın mikrobiyotası analizi için evrensel test;
- **FEMOBIOME®PrimaScreen** – bakteriyel vajinoz tanısına yönelik FEMOBIOME®II'nin kısa versiyonu;
- **FEMOBIOME®SecundaScreen** – enfeksiyöz ve inflamatuvar ürogenital hastalıkların tanısı için kapsamlı test.

FEMOBIOME® test karşılaştırması

	FEMOBIOME®		
	FB®II	Prima Screen	Secunda Screen
Tüp sayısı	16	8	8
Göstergeler			
İnsan genomik DNA'sı	●	●	●
Toplam bakteri yükü	●	●	●
Normobiyota			
Lactobacillus spp.	●	●	●
L. crispatus	●		
L. jensenii/ L. mulieris	●		
L. gasseri/ L. paragasseri	●		
L. iners	●	●	●
L. non-iners		●	●
Bifidobacterium spp.	●		
Aeroblar			
Staphylococcus spp.	●		●
Streptococcus spp.	●		●
Streptococcus agalactiae	●		
Enterobacteriaceae	●		●
Enterococcus spp.	●		●
Haemophilus spp.	●		●
Anaeroblar			
Gardnerella vaginalis	●	●	●
Fannyhessea vaginae (Atopobium vaginae)	●	●	●
Mobiluncus spp.	●	●	●
Anaerococcus spp.	●		●
Peptostreptococcus spp.	●		●

	FB®II	Prima Screen	Secunda Screen
Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp.	●		●
Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.	●		●
Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.	●		●
BVAB1 / BVAB2 / BVAB3	●		●
Mikoplazmalar			
Ureaplasma urealyticum	●	●	●
Ureaplasma parvum	●	●	●
Mycoplasma hominis	●	●	●
Maya mantarları			
Candida spp.	●	●	●
Candida albicans	●	●	●
CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE)			
Chlamydia trachomatis	●		●
Mycoplasma genitalium	●		●
Neisseria gonorrhoeae	●		●
Trichomonas vaginalis	●		●
Herpesvirüsler			
HSV-1	●		●
HSV-2	●		●
CMV	●		●
İnsan papilloma virüsleri			
HPV 16	●		
HPV 18	●		
HPV 45	●		
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	●		

FEMOBIOME® II – aynı fiyata daha fazla klinik bilgi

Hangi testi seçmeli?

Klinik durum	FEMOBIOME®		
	FB® II	Prima Screen	Secunda Screen
Üreme sistemi enfeksiyonları			
İnflamasyon belirtileri	☐	☐	
BV belirtileri	☐		☐
Belirti olmayan durumlar			
Pelvik cerrahi öncesi hazırlık	☐	☐	
Koruyucu tarama	☐	☐	
Tedavi takibi			
Enfeksiyon tedavisi	☐	☐	
BV tedavisi	☐		☐
Obstetrik			
Gebelik planlaması, YÜT	☐	☐	
Gebelikte rutin kontroller	☐	☐	
İnfertilite, düşük öyküsü	☐	☐	



Biyomateryal çeşitleri

- **Vajinal sürüntü.** Örnek, sağlık personeli tarafından alınabileceği gibi, özel cihazlarla hastanın kendisi tarafından da alınabilir.
- **Servikal sürüntü:** Sıvı bazlı sitoloji ortamı dahil, transport ortamında alınır.



Örnek alma ve hazırlık

Genel öneriler

PCR doğrudan bir laboratuvar yöntemidir; bu nedenle biyolojik materyal enfeksiyon odağından alınmalıdır. Hekim, hastanın öyküsü ve klinik tablosuna göre uygun biyomateryal türünü belirler.

Doğru sonuç için örnek alma, saklama, taşıma ve ön işlem kalitesi çok önemlidir. Hatalı örnek alma, güvenilir olmayan sonuçlara ve tekrar örnek alınması gerekliliğine yol açabilir.

Örnek alma işlemi özel tıbbi malzemelerle yapılır.

Örnek aldıktan sonra sürüntüyü transport ortamı içeren tüpe koyun ve iyice çalkayarak yıkayın. Sürüntüyü çıkarın, tüp duvarına bastırarak sıvıyı sıkın.

Sürüntüyü atın. Tekrar örnek almanız veya farklı bir bölgeden örnek almanız gerekirse yeni sürüntü kullanın.

Örnek alma ve hazırlık

Hastalar örnek alma öncesinde hijyen işlemi veya vajinal duş yapmamalıdır. Sonuçların doğru yorumlanabilmesi için örnekte mümkün olduğunca fazla epitel hücresi bulunmalı, mukus ve kan miktarı ise en aza indirilmelidir. Arka vajinal forniks ve servikal kanaldan sürüntü almadan önce serbest akıntı steril pamuklu sürüntüyle temizlenmelidir.

⚠️ Önemli

Mikroorganizmaların çoğu epitel yüzeyinde biyofilm halinde bulunur. Bu nedenle örnek, organ boşluğunun içeriğini değil, üzerinde mikrobiyal tabaka bulunan epitel yüzey kazıntısını içermelidir.

TEST ÖNCESİ YAPILMAMASI GEREKENLER	Uyulmazsa Bekleme Süresi
 Antiseptikle vajinal duş veya yıkama	24 saat
 Tampon kullanımı	
 PCR inhibitörü maddeler (ultrason jeli, heparin, klorheksidin, klorlu ürünler)	
 Transvajinal ultrason	
 Korunmalı cinsel ilişki	
 Kolposkopi	48 saat
 Korunmasız cinsel ilişki	72 saat
 Antibiyotik veya probiyotik kullanımı	2 hafta tedavi sonrası ----- 4 hafta CYBE tedavisi sonrası

Tedavi takibi amacıyla antibiyotik kullanan hastalara da test istenebilir. Ancak antibiyotikler sonucu etkileyebilir. Sonuçlar, testin amacı ve hastanın öyküsü göz önünde bulundurularak hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Vajinal örnek alma

Örnek, fizik muayeneden önce alınmalıdır. Spekulum işlem öncesinde ılık suyla ısıtılabilir. Antiseptik ve yağ bazlı kayganlaştırıcılar (vazelin vb.) kullanılmamalıdır. Örnek, lateral veya posterolateral vajinal duvardan alınmalıdır.

Kendi kendine örnek alma

Hastanın kendisinin örnek alması özel tıbbi malzemelerle yapılır. Doğru kullanım için üretici talimatlarını takip edin.

Kendi Kendine Örnek Alma Adımları

1



Paketi açın ve sürüntüyü çıkarın

2



Sürüntüyü işaretli çizgiye kadar vajinaya yerleştirin

3



10-30 saniye döndürün

4



Sürüntüyü steril kaba koyun

5

Örneği laboratuvara gönderin

Servikal örnek alma

Sürüntüyü servikal kanala 0,5–1,5 cm derinliğe yerleştirin. **Vajinal duvarlara değmekten kaçınin.**



Yeni test raporu

Gösterge renk kodu – trafik ışığı sistemi

	PATOJENLER		
	Var	Yok	
		Virüs veya Mikoplazma* ≥ 4 Ig GE/ml veya Candida** ≥ 4 Ig GE/ml Var	Yok
Öbiyoz			
Orta derece disbiyoz			
Ağır disbiyoz			

* Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis ** Candida spp., Candida albicans

1

Gösterge simgesi

Trafik ışığı sistemine göre mikrobiyota durumu ve patojen varlığının görsel özeti (yukarıdaki tabloya bakınız)

2

Çizgi grafik

Mikrobiyota içindeki normobiyota, anaeroblar, aeroblar ve mikoplazmaların oranlarının grafiksel gösterimi. Renkler her gruptaki toplam mikroorganizma miktarını belirtir

3

Sütun grafik

Fırsatçı patojenlerin kendi grupları içindeki dağılımını gösteren ayrıntılı mikroorganizma profili



Temel teknik özellikler

- Uçtan uca çözüm – örnek almadan rapor yorumlamaya kadar;
- İki PCR kurulum formatı – otomatik (384 kuyucuk) ve manuel (96 kuyucuk);
- Allsheng Auto-Pure 96 ve KingFisher Flex için optimize edilmiş hızlı nükleik asit izolasyonu (PREP-MB-RAPID II);

Biyomateryal	Servikal kanal ve vajina mukozasından epitel sürüntüsü
Transport ortamı	STOR-F STOR-M
Sıvı sitoloji transport ortamı	PreservCyt®, Hologic Inc., ABD BD SurePath™ Sıvı Bazlı Pap Testi, Becton, Dickinson and Company, ABD; EASYPREP, YD Diagnostics, Güney Kore; CellPrep, CP Biodyne, Güney Kore; Cell Preservative Solution, Human Lituo Biotechnology Co.Ltd, Çin
Örnek ön işleme	PREP-PK (BD SurePath™ Sıvı Bazlı Pap Testi ve CellPrep transport/fiksasyon ortamında alınan örnekler için)

Analiz süresi	2,5 saatten itibaren (ön işlem dahil)
Test sayısı	S paketi: Kontroller dahil 12 (24)** test A ve A-TL paketleri: Kontroller dahil 24 (48)** test
Saklama koşulları	+2 °C ... +8 °C – S, A, A-TL paketleri -18 °C ... -22 °C – TechnoTaq MAX polimeraz (A paketi bileşeni) Raf ömrü: 12 ay

**FEMOBIOME®PrimaScreen ve FEMOBIOME®SecundaScreen için



Biyoteknoloji Arge San. ve Tic. Ltd. Şti.